



marob Bettenwender stationär 180°



Mit dem **marob Bettenwender stationär 180°** können Krankenbetten an der gleichen Stelle stufenlos um bis zu 180° gedreht werden.



Das Bett wird an Kopf- und Fußende arretiert (siehe Bild links). Dann wird es per Knopfdruck zunächst angehoben und anschließend automatisch um seine eigene Achse gedreht.


marob
hygienetechnik



Drehung um 45°



Drehung um 90°



Drehung um 120°



Drehung um 180°


Die Vorteile des marob Bettenwenders stationär 180°

Einfache Bedienung – das Bett wird an Kopf- und Fußende arretiert und per Knopfdruck angehoben und gewendet.

Ergonomische Arbeitsweise – das Bett wird ohne körperliche Anstrengung in eine optimale Arbeitsposition gebracht – bis zu 180°.

Rationelle Arbeitsweise – das Arretieren und Wenden des Betts nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und wird von einer Person durchgeführt.

Sicherheit – das Bett wird sicher an Kopf- und Fußende fixiert, so dass ein schonendes Wenden ermöglicht wird.



Technische Daten

Material:	St37 pulverbeschichtet mit antibakterieller Pulverbeschichtung, alle Bett berührenden Teile gummiert
Antrieb:	elektrischer Antrieb, Schneckengetriebemotor
Stromanschluss:	400 V
Elektro-Schutzart:	IP 54
Tragfähigkeit:	250 kg
Stellfläche:	2.900 x 1.200 mm

Gerne beraten wir Sie ausführlich über das Wenden von Betten und Nachttischen und passen unsere Geräte bei Bedarf gerne an Ihre vorhandenen Betten und Nachttische an.

marob
hygienetechnik